

Smarcd2ポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Elisa用） - Q92925

商品番号: CM0015805

前書き

クロマチンリモデリング因子であるSMARCD2（BAF60B）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。クロマチンおよび転写研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCD2 ウサギpAb
備考/別名	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6603
GeneID	6603
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSMARCD2のアミノ酸454-531に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001091896.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92925
タンパク質重量	59kDa
配送	アイスバッグ