

Wb、Elisa用 抗Smarcd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Ste5

商品番号: CM0024518

前書き

主要なクロマチンリモデリング因子であるSMARCD3（BAF60C）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節や神経発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMARCD3 ウサギpAb
別名	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6604
GeneID	6604
免疫原	ヒトSMARCD3（NP_001003801.1）のアミノ酸275～440番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6STE5
タンパク質分子量	55kDa
発送	氷袋