

Anti-Smc1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q14683

商品番号: CM0008870



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証された高品質なウサギモノクローナル抗SMC1抗体。ヒトおよびマウスSMC1（Q14683）に反応します。染色体凝縮およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC1 Rabbit mAb
備考/別名	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8243
GeneID	8243
免疫原	合成ペプチド ヒトSMC1（Q14683）のアミノ酸1134-1233領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14683
タンパク質分子量	143kDa
配送	氷袋