

Wb・Elisa用 抗Smc1 ウサギポリクローナル抗体 - Q14683

商品番号: CM0025015



前書き

ヒトSMC1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性SMC1タンパク質（約143 kDa）を検出します。染色体コヒージョンおよびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC1 Rabbit pAb
略称/別名	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMCIL1; DXS423E; SMC1alpha
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8243
GeneID	8243
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSMC1 (NP_006297.2)のアミノ酸1-130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14683
タンパク質分子量	143kDa
発送方法	氷袋