

Anti-Smc3 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ip, Elisa対応） - Q9Uqe7

商品番号: CM0002059



前書き

WB, IF/ICC, IP,

ELISAで検証済みの高品質なウサギモノクローナルSMC3抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。コヒシン複合体および染色体接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC3 Rabbit mAb
備考/別名	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9126
遺伝子ID	9126
免疫原	合成ペプチド / ヒトSMC3 (NP_005436.1) のアミノ酸1118-1217領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9UQE7
タンパク質分子量	142kDa
配送	アイスパック