

抗Smc3ウサギポリクローナル抗体（Smc3 Pab） Wb、Ip、Elisa用 - Q9Uqe7

商品番号: CM0023246



前書き

ヒトSMC3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのSMC3と反応します。染色体凝着、細胞周期、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC3 ウサギ pAb
別名	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
対象種	ヒト
GeneID	9126
免疫原	ヒトSMC3 (NP_005436.1) のアミノ酸909-1199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UQE7
タンパク質分子量	142kDa
発送方法	氷袋