

## 抗Smek1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q6In85

商品番号: CM0025447



### 前書き

ヒトSMEK1（PPP4R3A、PP4の調節サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。DNA損傷修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | SMEK1 ウサギポリクローナル抗体                                          |
| 備考/別名       | smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010 |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 55671                                                       |
| GeneID      | 55671                                                       |
| 免疫原         | ヒトSMEK1の395-594アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001271210.1)    |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS       | Q6IN85                                                      |
| タンパク質重量     | 95kDa                                                       |
| 配送          | アイスパック                                                      |