


WbおよびElisa用Anti-Smg1ウサギモノクローナル抗体 - Q96Q15

商品番号: CM0002672



前書き

ヒトSMG1を標的とするウサギモノクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウス
と交差反応します。ナンセンス介変異性mRNA分解（
NMD）および遺伝毒性ストレス経路の研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMG1 Rabbit mAb
備考/別名	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23049
GeneID	23049
免疫原	合成ペプチド ヒトSMG1 (Q96Q15) のアミノ酸3562-3661内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96Q15
タンパク質分子量	411 kDa
配送	アイスバッグ