


Anti-Smg7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92540

商品番号: CM0018666



前書き

SMG7（ナンセンス介導性mRNA分解の重要な因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。mRNAサーベイランスおよび転写後調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMG7 Rabbit pAb
備考/別名	EST1C, SGA56M, Clorf16, SMG7
種	ヒト
GeneID	9887
免疫原	ヒトSMG7（NP_963863.2）のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92540
タンパク質分子量	127kDa
配送	氷袋