


Wb、Elisa用Anti-Smmhc/Myh11モノクローナル抗体 - P35749

商品番号: CM0006556



前書き

このSMMHC/MYH11ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAにおいてヒト、マウス、ラットのミオシン-

11を検出します。平滑筋収縮研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMMHC/MYH11ウサギmAb
備考／別名	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4629
GeneID	4629
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSMMHC/MYH11 (NP_002465.1) のアミノ酸1160~1313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35749
タンパク質重量	227kDa
配送	保冷バッグ