


Anti-Smmhc/Myh11 モノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用） - P35749

商品番号: CM0004986



前書き

ヒト SMMHC/MYH11（ミオシン-11）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。組換え免疫原；227 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMMHC/MYH11 Rabbit mAb
備考/別名	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4629
遺伝子ID	4629
免疫原	ヒト SMMHC/MYH11 (NP_002465.1) のアミノ酸 1160-1313 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35749
タンパク質分子量	227kDa
配送	アイスバッグ