

抗Smmhc/Myh11ウサギポリクローナル抗体 (Wb用) - P35749

商品番号: CM0016806



前書き

ヒトSMMHC/MYH11を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。平滑筋収縮研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

項目	内容
製品名	SMMHC/MYH11 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4629
GeneID	4629
免疫原	ヒトSMMHC/MYH11のアミノ酸1680-1979に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001035203.1)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P35749
タンパク質重量	227kDa
配送	アイスバッグ