

抗Smn1モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q16637

商品番号: CM0010728



前書き

ヒトSMN1に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。スプライソソームの構築、snRNPの生合成、およびSMA関連研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMN1 Rabbit mAb
備考/別名	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD54I; GEMINI; TDRD16A; T-BCD54I; SMN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6606
遺伝子ID	6606
免疫原	ヒトSMN1 (Q16637) のアミノ酸103-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q16637
タンパク質重量	32kDa
配送	アイスバッグ