

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Smn1ポリクローナル抗体 - Q16637

商品番号: CM0019791



前書き

ヒトSMN1 (Survival Motor Neuron 1) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性があります。スプライシングおよび神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMN1ウサギpAb
備考/別名	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6606
GeneID	6606
免疫原	SMN1のアミノ酸11~169に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000335.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16637
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ