


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Smn2ポリクローナル抗体 - Q16637

商品番号: CM0015353



前書き

ヒトSMN2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。スプライソソームsnRNP集合体や運動ニューロンの発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMN2 Rabbit pAb
備考/別名	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
種	ヒト
遺伝子ID	6607
免疫原	ヒトSMN2 (NP_059107.1) のアミノ酸1-197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16637
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋