

Wb、If/Icc、Elisa用抗Smn2ウサギポリクローナル抗体 - Q16637

商品番号: CM0012841



前書き

ヒトSMN2（運動ニューロン生存タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに反応します。スプライシング、神経筋疾患、脊髄性筋萎縮症のメカニズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMN2ウサギpAb
備考／別名	SMNC、BCD541、GEMIN1、TDRD16B、C-BCD541、SMN2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6607
免疫原	ヒトSMN2（NP_059107.1）のアミノ酸1～197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16637
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ