

Anti-Smoc1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H4F8

商品番号: CM0023163

前書き

SMOC1 Rabbit

pAbは、ヒトおよびマウスSMOC1タンパク質を認識するポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAに適しています。SMOC1は、眼および四肢の発育に不可欠な分泌型カルシウム結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMOC1 Rabbit pAb
備考/別名	OAS; SMOC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64093
GeneID	64093
免疫原	ヒトSMOC1 (NP_071420.1) のアミノ酸27-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H4F8
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ