


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Smoxウサギポリクローナル抗体 - Q9Nwm0

商品番号: CM0015548



前書き

SMOXウサギpAbは、スベルミンオキシダーゼを標的とするポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証されています。ヒト、マウス、ラットのSMOXと反応します。ポリアミン代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMOXウサギpAb
備考／別名	PAO; SMO; PAOI; PAOH; PAO-I; PAOH1; C20orf16; SMOX
種	ヒト
遺伝子ID	54498
免疫原	ヒトSMOX (NP_787033.1) のアミノ酸300～544に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWM0
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ