


Anti-Smpd1 / Asm ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P17405

商品番号: CM0028996



前書き

ヒトSMPD1/ASM（酸性スフィンゴミエリナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。スフィンゴ脂質代謝、アポトーシス、およびニーマン・ピック病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
備考/別名	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6609
GeneID	6609
免疫原	ヒトSMPD1 / ASM (NP_000534.3) のアミノ酸70-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17405
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ