


Anti-Smpd1 / Asm ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P17405

商品番号: CM0024324



前書き

ヒトSMPD1/ASM（酸性スフィンゴミエリナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。スフィンゴ脂質代謝、リソソーム蓄積症、および宿主防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
備考/別名	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6609
免疫原	ヒトSMPD1 / ASM (NP_000534.3) のアミノ酸70-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17405
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋