


Anti-Smpd1（KO検証済み）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-F、Ihc-P、Elisa用） - P17405

商品番号: CM0007145



前書き

ヒトSMPD1（酸性スフィンゴミエリナーゼ）に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-F、IHC-P、ELISAへの使用に適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。スフィンゴ脂質代謝やリソソーム蓄積症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Anti-SMPD1（KO検証済み）ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ASM; NPD; ASMASE; D1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6609
遺伝子ID	6609
免疫原	ヒトSMPD1（NP_000534.3）のアミノ酸70-340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-F、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P17405
タンパク質分子量	70 kDa
発送	氷袋