

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Smpd2 ウサギポリクローナル抗体 - O60906

商品番号: CM0013373



前書き

SMPD2

ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済み。ヒトSMPD2を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。スフィンゴリエリナーゼ活性および脂質代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMPD2 ウサギ pAb
備考/別名	ISCI; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6610
遺伝子ID	6610
免疫原	ヒトSMPD2 (NP_003071.2) のアミノ酸150-250に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60906
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ