


## Anti-Smpd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Ny59

商品番号: CM0014148



## 前書き

## ヒトSMPD3

(nSMase2)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。セラミド介在性アポトーシスおよび骨石灰化に関与するスフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | SMPD3 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名    | NSMASE2; SMPD3                                         |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 55512                                                  |
| 免疫原      | ヒトSMPD3 (NP_061137.1) のアミノ酸416-655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性    | ヒト, マウス, ラット                                           |
| SWISS    | Q9NY59                                                 |
| タンパク質分子量 | 71 kDa                                                 |
| 配送       | アイスバッグ                                                 |