


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Smpd3/Nsmase2モノクローナル抗体 - Q9Ny59

商品番号: CM0007714



前書き

ヒトSMPD3/NSMase2 (SWISS: Q9NY59) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。スフィンゴ脂質代謝、アポトーシス、骨石灰化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMPD3/NSMase2 ウサギmAb
備考/別名	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55512
免疫原	ヒトSMPD3/NSMase2 (NP_061137.1) のアミノ酸461～655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NY59
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ