


Wb、Elisa用 抗Smtnポリクローナル抗体 - P53814

商品番号: CM0026317



前書き

Smoothelin (SMTN)

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSMTN（平滑筋の細胞骨格構造タンパク質）を検出します。血管および収縮組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMTN ウサギ pAb
備考/別名	SMTN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6525
GeneID	6525
免疫原	ヒトSMTN (NP_001193946.1) のアミノ酸65-325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53814
タンパク質分子量	99kDa
輸送	アイスパック