


Wb、Elisa用 抗Smu1 ポリクローナル抗体 - Q2Tay7

商品番号: CM0031089



前書き

ヒトSMU1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSMU1を検出します。スプライソソーム、有糸分裂、ウイルス感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMU1 Rabbit pAb
備考/別名	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55234
遺伝子ID	55234
免疫原	ヒトSMU1 (NP_060695.2) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q2TAY7
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ