

Wb・Elisa用抗Smug1ポリクローナル抗体 - Q53Hv7

商品番号: CM0014660

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗SMUG1ポリクローナル抗体です。塩基除去修復に関与する一本鎖選択的ウラシルDNAグリコシラーゼであるヒトおよびマウスSMUG1と反応します。DNA損傷・修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMUG1 Rabbit pAb
備考／別名	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23583
遺伝子ID	23583
免疫原	ヒトSMUG1 (NP_055126.1) のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q53HV7
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋