

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Smyd1ポリクローナル抗体 - Q8Nb12

商品番号: CM0020139

前書き

心筋細胞分化に必要なヒストンH3K4メチルトランスフェラーゼ抑制因子であるSMYD1（SETおよびMYNDドメイン含有タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD1 ウサギ pAb
別名	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	150572
GeneID	150572
免疫原	ヒトSMYD1（NP_938015.1）のアミノ酸1〜350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB12
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	氷袋