


Wb/If/Elisa用 抗Smyd2 ポリクローナル抗体 - Q9Nrg4

商品番号: CM0030636



前書き

SMYD2 (KMT3C, HSKM-B)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。ヒストンメチル化、p53制御、がんエピジェネティクスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD2 ウサギ pAb
備考/別名	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56950
免疫原	ヒトSMYD2 (NP_064582.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NRG4
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ