


Anti-Smyd3モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9H7B4

商品番号: CM0006979



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用SMYD3ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSMYD3タンパク質（49 kDa）と交差反応します。クロマチン修飾および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD3 Rabbit mAb
備考/別名	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64754
免疫原	合成ペプチド ヒトSMYD3 (Q9H7B4) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7B4
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ