


Anti-Smyd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

商品番号: CM0018187



前書き

ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証されたSMYD3ラビットポリクローナル抗体。ヒストンメチル化および転写制御の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD3 Rabbit pAb
備考/別名	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; ba74P14.1; SMYD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64754
遺伝子ID	64754
免疫原	合成ペプチド ヒトSMYD3 (NP_001161212.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7B4
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋