

Anti-Snail (Snail) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O95863

商品番号: CM0029534



前書き

ヒト Snail (SNAI1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットの相同体を検出。EMT、癌、発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Snail ウサギ pAb
備考／別名	SNA; SNAH; SNAI1; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6615
GeneID	6615
免疫原	ヒト Snail (NP_005976.2)のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95863
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷剤付き