

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗スネイル ポリクローナル抗体 - O95863

商品番号: CM0013823



前書き

ヒトスネイル（SNAIL）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。上皮間葉転換（EMT）および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	スネイル ウサギ pAb
備考/別名	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6615
GeneID	6615
免疫原	合成ペプチド ヒトスネイル（NP_005976.2）のアミノ酸200-267に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95863
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ