

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗スネイル ポリクローナル抗体 (Snail) - O95863

商品番号: CM0031065



前書き

スネイル/SNAI1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。上皮間葉転換および腫瘍進行に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Snail Rabbit pAb
備考/別名	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6615
GeneID	6615
免疫原	合成ペプチド：ヒトSNAI1 (NP_005976.2)のアミノ酸200-267に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95863
タンパク質分子量	29kDa
輸送	氷袋