

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Snap23 ポリクローナル抗体 - O00161

商品番号: CM0018387



前書き

ヒトSNAP23に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるSNAREを介した膜融合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAP23 Rabbit pAb
備考/別名	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8773
GeneID	8773
免疫原	組換えタンパク質; ヒトSNAP23 (NP_003816.2) のアミノ酸1-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00161
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ