

Wb、If、Ihc、Elisa用抗Snap25ポリクローナル抗体 - P60880

商品番号: CM0016370



前書き

ヒトSNAP25に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス機能および神経伝達物質放出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAP25ウサギpAb
備考／別名	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6616
遺伝子ID	6616
免疫原	ヒトSNAP25のアミノ酸1～206 (NP_570824.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60880
タンパク質分子量	23 kDa
輸送	保冷剤