

Wb、Elisa用Anti-Snap25ウサギモノクローナル抗体 - P60880

商品番号: CM0006600



前書き

ヒトSNAP25（P60880）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経科学およびシナプス機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAP25ウサギmAb
備考／別名	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6616
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P60880
タンパク質分子量	23 kDa
輸送	保冷バッグ