

抗Snap29ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - O95721

商品番号: CM0031079



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの高品質なヒトSNAP29に対するウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジー、膜融合、繊毛形成の研究に最適です。29kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAP29 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9342
免疫原	ヒトSNAP29の1-258アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_004773.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95721
タンパク質重量	29kDa
配送	アイスバッグ