

## Wb・Elisa用抗Snapc2ポリクローナル抗体 - Q13487

商品番号: CM0022730

### 前書き

snRNA活性化タンパク質複合体の主要サブユニットであるSNAPC2に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスのSNAPC2（約36 kDa）を認識します。転写制御研究やIVDアッセイ開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | SNAPC2 ウサギpAb                                           |
| 別名          | SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2                                |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 6618                                                    |
| GeneID      | 6618                                                    |
| 免疫原         | ヒトSNAPC2 (NP_003074.1) のアミノ酸20～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | Q13487                                                  |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                   |
| 配送方法        | 保冷剤                                                     |