

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Snapin ポリクローナル抗体 - O95295

商品番号: CM0014039

前書き

リソソーム生合成と小胞輸送に関与するSNARE関連タンパク質であるヒトSNAPIN (SNAPAP, BLOC1S7)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAPIN Rabbit pAb
備考/別名	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23557
GeneID	23557
免疫原	組換えタンパク質: ヒトSNAPIN (NP_036569.1) のアミノ酸1-136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95295
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ