

Anti-Snd1 ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 - Q7Kzf4

商品番号: CM0030480



前書き

ヒトSND1に対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウトにより検証済み。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSND1を認識します。miRNA分解および転写制御の研究に最適です。CamelBioの高品質なIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SND1 ウサギ pAb
備考/別名	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27044
GeneID	27044
免疫原	ヒトSND1 (NP_055205.2) のアミノ酸26-285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7KZF4
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスパック