


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用
抗Snip1ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tad8

商品番号: CM0018846



前書き

ヒトSNIP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応
性あり。前駆体mRNAのスプライシング、NF-
κBシグナル伝達、miRNA生合成に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SNIP1 ウサギ pAb
備考/別名	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79753
遺伝子ID	79753
免疫原	合成ペプチド ヒトSNIP1 (NP_078976.2) のアミノ酸200-300に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8TAD8
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ