

WbおよびElisa用抗Snrkポリクローナル抗体 - Q9NrH2

商品番号: CM0020933



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗SNRKポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。造血増殖と神経細胞アポトーシスに関与するSNF関連キナーゼを標的としています。研究ならびにIVD用途に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗SNRK pAb
別名	HSNFRK; SNRK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54861
遺伝子ID	54861
免疫原	ヒトSNRK (NP_060189.3) のアミノ酸140～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NRH2
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤