

抗Snrnp200 ウサギポリクローナル抗体 Wb・Elisa用 - O75643

商品番号: CM0024755



前書き

ヒトSNRNP200（U5-200KDヘリカーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。スプライソソーム研究、プレmRNAスプライシング機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP200 ウサギ pAb
備考・別名	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23020
GeneID	23020
免疫原	ヒトSNRNP200（NP_054733.2）のアミノ酸1947～2136番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75643
タンパク質分子量	245kDa
輸送方法	氷袋