

Wb、Elisa用抗Snrnp35ポリクローナル抗体 - Q16560

商品番号: CM0018524



前書き

ヒトSNRNP35（U11/U12 snRNP 35kDaタンパク質）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。スプライソソームおよびmRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP35 ウサギpAb
備考/別名	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11066
GeneID	11066
免疫原	ヒトSNRNP35（NP_073208.1）のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16560
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋