

Wb、Elisa用抗Snrnp40ポリクローナル抗体 - Q96Di7

商品番号: CM0021370



前書き

ヒトSNRNP40（40K、WDR57、PRP8BP）に対する高特異性ウサギポリクローナル抗体です。SNRNP40はU5

snRNPスプライソソームのコア構成成分です。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットを含む広範な哺乳類との交差反応性を示します。スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP40 ウサギpAb
備考／別名	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9410
免疫原	ヒトSNRNP40（NP_004805.2）のアミノ酸1～357に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DI7
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷剤