

Anti-Snrnp70ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P08621

商品番号: CM0025065



前書き

ヒトSNRNP70 (U1-70K)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。スプライソソームの集合とpre-mRNAスプライシングの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SNRNP70 Rabbit pAb
備考/別名	RPUI1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6625
GeneID	6625
免疫原	ヒトSNRNP70 (NP_003080.2) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08621
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ