

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Snrnp70ウサギモノクローナル抗体 - P08621

商品番号: CM0007136



前書き

SNRNP70を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスサンプルに反応性を示します。スプライソソーム形成およびU1 snRNP研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SNRNP70 ウサギ mAb
備考/別名	RPU1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6625
GeneID	6625
免疫原	合成ペプチド SNRNP70 (NP_003080.2) のアミノ酸201-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08621
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ