

Anti-Snrnp70 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08621

商品番号: CM0015106



前書き

U1

snRNPスプライソソームの主要成分であるヒトSNRN P70（U1-70K）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。IVDおよび研究用途に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP70 Rabbit pAb
別名	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPU1Z; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6625
GeneID	6625
免疫原	ヒトSNRNP70 (NP_003080.2) のアミノ酸1～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08621
タンパク質分子量	52kDa
輸送条件	保冷剤