

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Snrpa1ポリクローナル抗体 - P09661

商品番号: CM0013216



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用の高品質なSNRPA1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでバリデーション済み。スプライソソームおよびpre-mRNAスプライシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPA1ウサギpAb
備考/別名	Lea1、U2A'、SNRPA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6627
GeneID	6627
免疫原	ヒトSNRPA1 (NP_003081.2) のアミノ酸1〜220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09661
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ